

【Nom du produit】 Masque médical jetable

【Modèle】 AE 17.5X9.5 cm

【Type】 IIR

【Standard】 EN 14683 :2019

【Utilisation prévue】 Utilisé par le personnel médical dans la salle d'opération pour couvrir la bouche et le nez , afin d'éviter la propagation des bactéries, microbes transmissibles par voies respiratoires. Le masque permet d'empêcher la transmission du fluide des patients chirurgicaux au personnel médical. Il a un double-rôle de protection biologique. Il s'agit d'un ou plusieurs dispositifs médicaux jetables, fournis non stériles.

【Utilisation】

1. Dépliez le masque, placez le masque sur le visage avec les mains, assurez-vous que le clip nasal est orienté vers le haut et tirez le contour d'oreille vers les oreilles.
2. Appuyez du bout des doigts au centre du pince-nez. Poussez des deux côtés le long de la forme du pince-nez
3. Dépliez complètement le masque de haut en bas pour couvrir le nez et la bouche et s'adapter au visage.

【Stockage】 Stockage à température sèche et ambiante, à l'abri de la lumière

1. Usage unique.
2. Vérifier avant utilisation. En cas de dommage ou de pollution, veuillez ne pas l'utiliser.
3. Non lavable.
4. La validité de la période pour le produit est de deux ans, veuillez vérifier avant utilisation.

Certification qualifiée

Nom du produit: Masque médical jetable

Fabricant: Jiangxi Heying Pharmaceutique CO., Ltd

Adresse : Huangjinbu, Yugan, ville Shangrao, Province Jiangxi, Chine.

Licence de production de dispositif médical : Permis de fabrication du Jiangxi MPA pour le certificat de produits médicaux N ° : 20200333.

Certificat d'enregistrement de dispositif médical : Enregistrement Jiangxi MPA N° : 20202140152.

Standard : EN 14683 :2019 (Type IIR) YY/T 0969-2013.

Matériau principal : Le tissu non tissé est de 66%, le tissu soufflé par fusion est de 34%.

Modèle et spécifications : crochet d'oreille plat (non stérile) et taille moyenne

Date de fabrication : voir l'emballage du produit

Période de validité : 2 ans

Condition de stockage : température <50 °C, humidité <80%