

DHS SPRAY SR

Désinfectant à base alcoolique, actif en 30 secondes

Applications

- ✓ Chariots, convoyeurs, matériels
- ✓ Surfaces : plan de travail, mobilier
- ✓ Sanitaires, poignées robinetteries
- ✓ Mains

Propriétés

- ✓ Solution hydro-alcoolique à séchage rapide
- ✓ Efficace dès 30 secondes
- ✓ Désinfectant toutes surfaces en contact avec les denrées alimentaires
- ✓ Action rapide et complète
- ✓ Ne laisse pas de résidus et n'altère pas les EPI
- ✓ Répond aux normes : EN 14476+A2, EN 13624, EN 13727, EN 1276, EN 13697, EN 1650

Mode d'emploi et dosage

- ✓ Prêt à l'emploi

Vaporiser sur la surface à décontaminer

Pour connaître le temps de contact, se référer aux normes correspondantes ci-dessous.

Sans rinçage.

Recommandations et sécurité d'emploi

- ✓ Utiliser les biocides avec précaution
- ✓ Consulter la fiche de données de sécurité du produit avant toute utilisation
- ✓ Maintenir à l'écart de toutes sources de chaleur
- ✓ Tenir hors de portée des enfants

Données physico-chimiques

- ✓ Liquide incolore
- ✓ pH : 9
- ✓ Densité : 0.86

Contient plus de 72 % d'alcool

Autorisé pour le nettoyage des surfaces et objets en contact avec des denrées alimentaires selon l'arrêté du 19/12/13 modifiant l'arrêté du 08/09/99. Produit utilisable en Agriculture Biologique en application du Règlement CE n° 834/2007

Conditionnement

Spray 750mL (15x750mL)

Biocides

Activité	Norme	Temps de contact	Condition
Virucide	EN 14476+A2	5 minutes	propreté
Levuricide	EN 13624 : 2013	1 minute	propreté
Bactéricide	EN 13727 +A2 : 2015	30 secondes	propreté
Bactéricide et fongicide	EN 13697	5 minutes	propreté
Fongicide	EN 1650	15 minutes	propreté

TP01 : Produits biocides destinés à l'hygiène humaine.

TP 02 : Désinfectants pour les surfaces qui ne sont pas en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

TP 04 : Désinfectant pour le domaine public et pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

Substances actives : Ethanol (N° CAS : 64-17-5)

DLU (Date Limite d'Utilisation) : 2 ans à partir de la date de fabrication

N° inventaire : 62735